





IMPLANTOLOGY
IMPLANTOLOGIE
GNOSTICS ORTHODONTICS
OSTIK KIEFERORTHOPÄDIE
CONSERVATIVE TREATMENT
SERVIERENDE BEHANDLUNG
HIGHLIGHTS
PERIODONTIA
PARODONTOLOGIE
RACTION DENTAL SURGERY
EXTRACTION DENTALE CHIRURGIE
N TRAYS DENTAL ELECTRODES
DRUCKLÖFFEL DENTALELEKTRODEN
STORAGE & STERILIZATION
AUFBEWAHRUNG & STERILISATION
HETIK PROSTHETICS

Application Overview Gracey Curettes Anwendungsübersicht Gracey Küretten

COLORident



Periodontal curettes and scalers with ceramic color ring for better identification, biocompatible (handle 10mm)
Parodontalküretten und Scaler mit Farbmarkierungsring aus Keramik für eine bessere Identifikation, biokompatibel (Griff 10mm)



No. 1/2 and 5/6 front tooth region facial and oral
Nr. 1/2 und 5/6 Frontzahnbereich fazial und oral



No. 7/8 side tooth region facial and oral
Nr. 7/8 Seitenzahnbereich fazial und oral



No. 11/12 or 15/16 mesial premolars and molars
Nr. 11/12 oder 15/16 mesial Prämolaren und Molaren



No. 13/14 distal premolars and molars
and also 17/18 molars
Nr. 13/14 distal Prämolaren und Molaren
und ergänzend 17/18 Molaren



COLORident GRACEY 1-2
lingual / buccal
404/1-2-ED ©



COLORident GRACEY 5-6
lingual / buccal
404/5-6-ED ©



COLORident GRACEY 11-12
mesial
404/11-12-ED ©




COLORident GRACEY 13-14
distal
404/13-14-ED ©



COLORident GRACEY 15-16
mesial
404/15-16-ED ©

DEEP SCALE GRACEYS


NEW: LEIBINGER Deep Scale Graceys, especially for the use in deep, narrow pockets and for root planing. On these special curettes, the 1st shaft is 3mm longer and the scaling tip is 50% shorter than regular Graceys.



DEEP SCALE GRACEYS

NEU: LEIBINGER Deep Scale Graceys sind besonders für den Einsatz in tiefen, engen Taschen und für die Wurzelglättung geeignet.

Im Vergleich zu den Standard Graceys ist ihr 1er Schaft 3mm länger und gleichzeitig ist das Arbeitsende um 50% verkürzt.



COLORident GRACEY 1-2M DEEP SCALE

lingual / buccal
404/1-2M-ED ©



COLORident GRACEY 5-6M DEEP SCALE

lingual / buccal
404/5-6M-ED ©



COLORident GRACEY 7-8M DEEP SCALE

lingual / buccal
404/7-8M-ED ©



COLORident GRACEY 11-12M DEEP SCALE

lingual / buccal
404/11-12M-ED ©



COLORident GRACEY 13-14M DEEP SCALE

lingual / buccal
404/13-14M-ED ©



COLORident GRACEY 15-16M DEEP SCALE

lingual / buccal
404/15-16M-ED ©



COLORident M23
universally applicable / für alle Bereiche einsetzbar
404/M23-ED ©



COLORident Scaler 204SD
Sickle Scaler / Sichel Scaler
404/204SD-ED ©



COLORident 204S
Sickle Scaler / Sichel Scaler
404/204S-ED ©



COLORident HYGENIST
Sickle Scaler / Sichel Scaler
404/H6H7-ED ©



COLORident COLUMBIA 2RL
anterior application / für den Frontzahnbereich
404/2RL-ED ©



COLORident COLUMBIA 4RL
posterior application / für den posterioren Bereich
404/4RL-ED ©



COLORident LANGER 1-2
mandibular posterior / Unterkiefer posterior
404/L1-2-ED ©



COLORident LANGER 3-4
maxillary posterior / Oberkiefer posterior
404/L3-4-ED ©



COLORident L56
maxillary and mandibular anterior / Oberkiefer und Unterkiefer anterior
404/L5-6-ED ©



Universal-
Scaler H6-H7

401/H6-H7-ED-TIN
⊙



Universal-
Scaler 204-S

401/204-S-ED-TIN
⊙



Universal-
Scaler 204SD

401/204SD-ED-TIN
⊙



Universal-
Scaler 204-2RL

401/204-2RL-ED-TIN
⊙



Universal-
Scaler 204-4RL

401/204-4RL-ED-TIN
⊙



GRACEY 1-2M
DEEP SCALE
lingual / buccal
400/1-2M-ED-TIN
⊙



GRACEY 5-6M
DEEP SCALE
lingual / buccal
400/5-6M-ED-TIN
⊙



GRACEY 7-8M
DEEP SCALE
lingual / buccal
400/7-8M-ED-TIN
⊙



GRACEY 11-12M
DEEP SCALE
mesial
400/11-12M-ED-TIN
⊙

- special hardness through special coating
- long lasting sharpness
- less wear out
- spezielle Hartstoffbeschichtung
- lang anhaltende Schärfe
- weniger Verschleiß

ED = ERGODESIGN Handle
ED = ERGODESIGN Griff



Scaler M23

401/M23-ED-TIN
◎



GRACEY 13-14M
DEEP SCALE
distal
400/13-14M-ED-TIN
◎



GRACEY 1-2
lingual / buccal
400/1-2ED-TIN
◎



GRACEY 3-4
lingual / buccal
400/3-4ED-TIN
◎



GRACEY 5-6
lingual / buccal
400/5-6ED-TIN
◎



GRACEY 7-8
lingual / buccal
400/7-8ED-TIN
◎



GRACEY 11-12
mesial
400/11-12ED-TIN
◎



GRACEY 13-14
distal
400/13-14ED-TIN
◎



GRACEY 15-16
distal
400/15-16ED-TIN
◎



Mini Distal End Cutter TC 125mm
wire up to 0,41 x 0,56mm (.016 x .022)
and for twisted wire .017 x.025

Mini Distal End Cutter TC 125mm
Draht bis 0,41 x 0,56mm (.016 x .022)
und verseilten Draht bis .017x.025

632/19 **TC**



Crimpable Arch Wire Hook Pliers
for surgical ball hooks
straight, 140mm

Kugel Haken Setzzange
gerade 140mm

630/73HS

KIEFERORTHOPÄDIE



V-Step Pliers
places V-bends in arch wires
130mm
for wire up to .021 x .025"
V-Step Zange
zum Formen von V-Biegungen
130mm
für Draht bis max. .021 x .025"
630/48

ERGODESIGN





FIG.2
upper incisors
and canines
obere Schneide-
und Eckzähne

NEW 604/2




FIG.7
upper bicuspid
obere Prämolaren

NEW 604/7




FIG.17
upper molars, right side
obere Molaren, rechts

NEW 604/17



FIG.18
upper molars, left side
obere Molaren, links

NEW 604/18



FIG.67
upper wisdom teeth, narrow
obere Weisheitszähne, schmal

NEW 604/67



FIG.29
upper front roots
obere Frontzahnwurzeln

NEW 604/29



FIG.86A
lower molars, gripping in depth, lateral
untere Molaren, tiefgreifend, von lateral

NEW 604/86A



FIG.79
lower wisdom teeth
untere Weisheitszähne

NEW 604/79




FIG.51A
upper front roots,
narrow beaks
obere Wurzeln,
schmales Maul

NEW 604/51A



FIG.74N
lower roots
and crowded incisors,
narrow beaks
untere Wurzeln
und engstehende Schneidezähne

NEW 604/74N




FIG.4
lower canines
untere Schneidezähne

NEW 604/4



FIG.13
lower canines and bicuspid
untere Eckzähne und Prämolaren

NEW 604/13



FIG.22
lower molars, either side
untere Molaren, beide Seiten

NEW 604/22



FIG.33
lower roots
untere Wurzeln

NEW 604/33



FIG.37
upper incisors
obere Schneidezähne

NEW 604/37



FIG.39
upper molars, either side, wide
obere Molaren, beide Seiten, breit

NEW 604/39

FOR CHILDREN FÜR KINDER



FIG.51S
upper roots
obere Wurzeln

NEW 604/51S



FIG.29S
upper incisors and roots, either side
obere Schneidezähne und Wurzeln,
beide Seiten

NEW 604/29S



FIG.13S
lower incisors and bicuspid
untere Schneidezähne und Prämolaren

NEW 604/13S



FIG.22S
lower molars
untere Molaren

NEW 604/22S



FIG.33S
lower roots
untere Wurzeln

NEW 604/33S

SET OF EXTRACTING FORCEPS ZAHNZANGEN SET

Set of Extracting Forceps for children (7 pcs)
Zahnzangen Set für Kinder (7 Zangen)

- FIG.37 upper incisors
obere Schneidezähne
- FIG.39 upper molars, either side
obere Molaren, beide Seiten
- FIG.51S upper roots
obere Wurzeln
- FIG.29S upper incisors and roots, either side
obere Schneidezähne und Wurzeln, beide Seiten
- FIG.13S lower incisors and bicuspid
untere Schneidezähne und Prämolaren
- FIG.22S lower molars, either side
untere Molaren, beide Seiten
- FIG.33S lower roots
untere Wurzeln



NEW 604/PEDO-SET-ED

Set of Extracting Forceps for adults (10 pcs)
Zahnzangen Set für Erwachsene (10 Zangen)

- FIG.2 upper incisors and canines
obere Schneide- und Eckzähne
- FIG.7 upper bicuspid
obere Prämolaren
- FIG.17 upper molars, right side
obere Molaren, rechts
- FIG.18 upper molars, left side
obere Molaren, links
- FIG.67A upper wisdom teeth, wide
obere Weisheitszähne, breit
- FIG.51A upper front roots, narrow beaks
obere Wurzeln, schmal
- FIG.13 lower canines and bicuspid
untere Eckzähne und Prämolaren
- FIG.22 lower molars, either side
untere Molaren beide Seiten
- FIG.33 lower roots
untere Wurzeln
- FIG.79 lower wisdom teeth
untere Weisheitszähne

NEW 604/ED-SET

ANATOMICALLY SHAPED
FINE WORKING TIPS
ANATOMISCH GEFORMTE,
SCHMALE ARBEITSENDEN



FIG.2
upper incisors
and canines
obere Schneide-
und Eckzähne
603/2



FIG.7
upper bicusps
obere Prämolaren
603/7

DEEP GRIPPING TIEFGREIFEND



FIG.34
upper incisors and canines,
gripping depth
obere Schneidezähne und Eckzähne,
Spez.-Maul
603/34



FIG.35
upper premolars,
gripping depth
obere Prämolaren,
Spez.-Maul
603/35



FIG.67
upper wisdom teeth, narrow
obere Weisheitszähne, schmal
603/67



FIG.79
lower wisdom teeth
untere Weisheitszähne
603/79



FIG.13
lower canines and bicuspid
untere Eckzähne und Prämolaren
603/13



FIG.33
lower roots
untere Wurzeln
603/33



FIG.36
lower roots,
gripping depth
untere Wurzeln,
Spez.-Maul,
603/36



FIG.74N
lower roots and crowded incisors,
narrow beaks
untere Wurzeln
und engstehende Schneidezähne
603/74N

EASY TRAY

Retractable clip with a fixed hinge,
easy to open and close.

Aufklappbarer und mit dem Tray
fest verbundener Clip,
leicht zu öffnen und schließen.




EASY TRAY
for 5 Instruments
für 5 Instrumente

180 x 70 x 30mm
500/5




EASY TRAY
for 10 instruments
für 10 Instrumente

180 x 140 x 30mm
500/6



EASY TRAY
for 15 instruments and area for accessories
für 15 Instrumente + Zubehör

210 x 180 x 30mm
500/7




EASY TRAY
for 20 instruments and area for accessories
für 20 Instrumente + Zubehör

280 x 180 x 30mm
500/8

NEW NEU

ORTHO TRAY



Especially for the storage and cleaning of orthodontic pliers and accessories.

Speziell entwickelt für die Aufbewahrung und Reinigung von kieferorthopädischen Zangen und Zubehör.

ORTHO TRAY


180 x 140 x 30mm

500/21

ORTHO TRAY

210 x 180 x 30mm

500/22



ORTHO TRAY

280 x 180 x 30mm

500/23



Please also check our
new catalogue
DENTAL 2019.

Bitte fragen Sie auch nach
unserem neuen Katalog
DENTAL 2019.



FON: +49 (0) 7463-7232

FAX: +49 (0) 7463-222

info@leibinger-dental.de

www.leibinger-dental.de

OTTO LEIBINGER GMBH • GRIESWEG 27 • 78570 MÜHLHEIM / GERMANY