

NEW  
NEUHEITEN 2018

# EXTRACTING FORCEPS WITH ERGODESIGN HANDLE ZAHNZANGEN MIT ERGODESIGN GRIFF



## ERGODESIGN HANDLE

- Ergonomic shape for comfortable and non-exhausting working even over a long period
- Safe grip even during working with wet hands or gloves because of the special serration
- Modern and shapely design
- Easy cleaning

## ERGODESIGN GRIFF

- Ergonomische Form für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- Sicherer Grip auch beim Arbeiten mit Handschuhen und feuchten Händen durch die rutschhemmende Riffelung
- Formschönes, modernes Design
- Problemlose Reinigung

## PATTERN AVAILABLE IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH

- 
- |                    |   |
|--------------------|---|
| • Deep gripping    | 603/.. Fig. 2, 7, 13, 33, 34, 35, 36, 67, 74N, 79                       |
|                    | Tiefgreifend  |
| • Standard         | 604/.. Fig. 2, 4, 7, 13, 17, 18, 22, 29, 33, 46L, 51A, 67, 74N, 79, 86A |
|                    | Standard  |
| • Children pattern | 604/.. Fig. 13S, 22S, 29S, 33S, 37, 39, 51S                             |
|                    | Für Kinder  |
- 



# CROWN REMOVING FORCEPS

## KRONENABNEHMEZANGE

- with replaceable plastic inserts to carefully grab and remove crowns and bridges  
mit auswechselbaren Kunststoffbacken zum schonenden Greifen/Abnehmen von Kronen und Brücken
- forceps can be used on upper and lower jaws  
die Zangen können sowohl für Unter- als auch Oberkiefer verwendet werden
- due to the exchangeable elastic plastic inserts, damages especially on ceramic crowns can be avoided durch die elastischen Kunststoffbacken werden Beschädigungen, insbesondere an Keramikkronen vermieden
- inserts are also sterilizable  
die Einsätze sind ebenfalls sterilisierbar




| 119/1



| 119/2

with fixing screw  
(avoids slipping off and crushing of the crown)  
mit Stellschraube  
(verhindert Abrutschen und Quetschen der Krone)

# RUBBER DAM INSTRUMENTS KOFFERDAM INSTRUMENTE



## 316/SET RUBBER DAM SET

### CONTENT

- 1 Frame for children
- 1 Frame for adults
- 1 Rubber Dam Punch
- 1 Clamp Holding Forceps
- 8 Clamps Fig. 00, 2, 2A, 7, 8, 8A, 9, 14A
- 1 Clamp Board

## KOFFERDAM SET

### INHALT

- 1 Rahmen für Kinder
- 1 Rahmen für Erwachsene
- 1 Lochzange
- 1 Klammerzange
- 8 Klammern Fig. 00, 2, 2A, 7, 8, 8A, 9, 14A
- 1 Halter für Klammern



# CLAMPS KLAMMERN

	<p><b>316/RDC0</b> for longer premolars für obere und untere Prämolaren</p>		<p><b>316/RDC13A</b> for lower molars, left für untere Molaren, links</p>
	<p><b>316/RDC00</b> lower canines and premolars untere Eckzähne und Prämolaren</p>		<p><b>316/RDC14</b> for molars für Molaren</p>
	<p><b>316/RDC1</b> for upper premolars für obere Prämolaren</p>		<p><b>316/RDC14A</b> for big molars für große Molaren</p>
	<p><b>316/RDC10</b> small molars upper left /lower right kleine Molaren links oben u.rechts unten</p>		<p><b>316/RDC15</b> for lower molars, large für untere Molaren, groß</p>
	<p><b>316/RDC10A</b> for upper and lower molars für obere und untere Molaren</p>		<p><b>316/RDC2</b> upper and lower premolars obere und untere Prämolaren</p>
	<p><b>316/RDC11</b> small molars upper right / lower left kleine Molaren links unten u.rechts oben</p>		<p><b>316/RDC200</b> big clamps for lower molars große Klammern für untere Molaren</p>
	<p><b>316/RDC12</b> for upper and lower molars für obere und untere Molaren</p>		<p><b>316/RDC201</b> for upper molars für obere Molaren</p>
	<p><b>316/RDC12A</b> lower molars left and right untere Molaren rechts und links</p>		<p><b>316/RDC203</b> small clamps for left molars kleine Klammern f. linke Molaren</p>
			<p><b>316/RDC204</b> small clamps for right molars kleine Klammern f. rechte Molaren</p>

	316/RDC205 large clamps for upper molars grosse Klammern für obere Molaren		316/RDC4 for small upper molars für kleine obere Molaren
	316/RDC206 for lower molars für untere Molaren		316/RDC5 large clamps for upper molars grosse Klammern für obere Molaren
	316/RDC212 for labial cavities on anterior teeth für labiale Karies an Frontzähnen		316/RDC56 for big molars für große Molaren
	316/RDC22 for upper and lower premolars für obere und untere Prämolaren		316/RDC7 for lower molars für untere Molaren
	316/RDC23 for upper and lower molars für obere und untere Molaren		316/RDC7A for large lower molars für große untere Molaren
	316/RDC26N for upper molars für obere Molaren		316/RDC8 large clamps for upper molars grosse Klammern für obere Molaren
	316/RDC2A for upper and lower premolars für obere und untere Prämolaren		316/RDC8A for roots of lower and upper molars für Wurzeln v. oberen u. unteren Molaren
	316/RDC3 for lower molars für untere Molaren		316/RDC9 for anterior teeth für Frontzähne

### 316/01

Set of 7 Rubber Dam Clamps incl. Board

Fig.00 lower canines and premolars

Fig.2 upper and lower premolars

Fig.7 lower molars

Fig.8 upper molars

Fig.8A roots of upper and lower molars

Fig.9 bicuspids

Fig.14A big molars

Set mit 7 Kofferdam Klammern inkl. Halterung

Fig.00 untere Eckzähne und Prämolaren

Fig.2 obere und untere Prämolaren


Fig.7 untere Molaren

Fig.8 obere Molaren

Fig.8A Wurzeln von oberen und unteren Molaren

Fig.9 Frontzähne

Fig.14A große Molaren



# ERGODESIGN EXPLORERS mit 8mm Hohlgriff



Fig.3A  
122/3A-ED

Fig.6  
122/6-ED

Fig.8  
122/8-ED


Fig.9  
122/9-ED

Fig.11  
122/11-ED

Fig.17  
122/17-ED

Fig.23  
122/23-ED

- Very light weight  
Sehr leicht
- Comfortable to work with even over a longer period of time  
Angenehm zu halten auch über eine längere Zeit
- Prevention of Carpal Tunnel Syndrom  
Vorbeugung gegen Karpal Tunnel Syndrom



FON: +49 (0) 7463-7232  
FAX: +49 (0) 7463-222  
[info@leibinger-dental.de](mailto:info@leibinger-dental.de)  
[www.leibinger-dental.de](http://www.leibinger-dental.de)